

重要

リコールのご案内

ポータブルトイレ保有施設の
職員の皆様へ

- ポータブルトイレで死亡事故が発生しました。
- リコール製品を探しています。
- 中面のポスター掲示をお願いします。

下記の**製品**をお使いの場合、**お電話**をください

セキスイ製 ポータブルトイレ

無償
交換

!! 身体の一部をはさむ恐れがあります

転倒などの際に**ひじ掛けと背もたれのすき間**に首などを
はさまれた事故が発生しました。

対象製品は、**無料にて代替品と交換**させていただきます。

ポータブルトイレ座楽SP/SDシリーズ 販売時期:1996年10月~2002年6月



SPTSD




介護・医療施設で
多く見つかっております

■ 介護施設

■ 医療施設

■ 個人・その他



積水化学工業株式会社 ポータブルトイレ回収窓口 受付時間 9:00~19:00(土・日・祝・年末年始を除く)

通話無料
専用電話

0120-011-578

..... ホームページでも確認できます

積水ポータブルトイレ

検索



お一人でご利用時に 以下のような事故が発生しました

介助者がいないときに、ポータブルトイレからベッドに移ろうとして転倒。
ひじ掛けと背もたれのすき間に首をはさまれた重大事故が発生しました。



リコールのご案内

ポータブルトイレのお問合せはこちらまで

 **0120-011-578(無料)**

積水化学工業株式会社 ポータブルトイレ回収窓口

積水ポータブルトイレ

検索